


VERDENT

DENTAL BURS MANUFACTURER

FABRICANTE DE FRESAS DENTALES

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОРОВ



MADE
IN POLAND



CERTIFICATES



CERTIFICATES CERTIFICADOS/ СЕРТИФИКАТЫ	2
ABOUT US SOBRE NOSOTROS/ О НАС	4
ISO NUMBERING SYSTEM DESIGNACIÓN DE FRESAS SEGÚN ISO ОБОЗНАЧЕНИЕ БОРОВ ПО СИСТЕМЕ ИСО/ISO	5
PVD COATING CAPAS PVD/ ПОКРЫТИЕ PVD	6
HOW TO PLACE AN ORDER CÓMO HACER UN PEDIDO/ КАК ЗАКАЗЫВАТЬ	7-8
QUALITY CONTROL CONTROL DE CALIDAD/ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА	9
PRODUCTION PRODUCCIÓN/ ПРОИЗВОДСТВО	10
SHANK TYPES TIPOS DE MANGOS/ ВИДЫ НАКОНЕЧНИКОВ	11
DIAMOND BURS FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ	12-23
DIAMOND BURS MICRO FRESAS DE DIAMANTE PARA MICROPREPARACIÓN АЛМАЗНЫЕ БОРЫ ДЛЯ МИКРОПРЕПАРИРОВАНИЯ	24
CARBIDE BURS FRESAS DE CARBURO/ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРЫ	25-42
FINISHING BURS FRESAS DE ACABADO/ФИНИРЫ	31-36
CROWN CUTTER SFRESAS PARA CORTAR CORONAS/ БОРЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ КОРОНОК	37-39
SURGICAL BURS FRESAS PARA CIRUGÍA/ БОРЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ	40-42
DENTAL SETS KITS DE FRESAS DENTALES/ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ	43
INSTRUCTION FOR USE INSTRUCCIONES DE USO/ инструкция использования	43
CONTACT CONTACTO/ КОНТАКТЫ	44

ABOUT US

SOBRE NOSOTROS/ O HAC

In 2004, continuous desire for development, fused with passion has led to establishing Verdent. Over the years, starting as a small family business, we have become one of the world's leading dental burs manufacturers. We have started with diamond burs production, followed by adding carbide and ceramic burs to our offer.

Our passion for technological innovation, led us to starting a special nano coated bur line, where burs are coated with DLC, SPH and ZRN layers to increase strength and life time of the tools. Our company is proud to have a team of the best engineers who watch over the production processes, and a specialised research and development department that ensures products compliance with the highest standards.

Our sales department strenuous efforts made our brand gain recognition locally in Poland and internationally around the world, and we are proud to say that our products are available in over 120 countries.

En 2004, la pasión y el deseo constante de desarrollo llevaron a la fundación de Verdent.

A lo largo de los años, de una pequeña empresa familiar, nos hemos convertido en uno de los principales fabricantes mundiales de fresas dentales. Empezamos con la producción de fresas de diamante, para añadir poco después a nuestra oferta de productos cerámicos y de carburo tungsteno.

Nuestra pasión por las innovaciones tecnológicas hace que cada uno de nuestros productos se pueda recubrir con un nano recubrimiento especial (DLC, SPH y ZRN), lo que aumenta la durabilidad de las herramientas.

Nuestra empresa cuenta con un equipo de ingenieros calificados que velan por la calidad de nuestros productos, y el departamento de investigación y desarrollo asegura que cumplan con los estándares.

Gracias al trabajo del departamento de ventas de Verdent, nuestros productos han ganado reconocimiento tanto en Polonia como en todo el mundo: estamos orgullosos de la presencia de nuestros productos en más de 120 mercados.

В 2004 году постоянное стремление к развитию привело к созданию компании Verdent. За прошедшие годы из небольшого семейного предприятия мы превратились в одного из ведущих мировых производителей стоматологических боров. Мы начали с производства алмазных боров, чтобы немного позже добавить в наш ассортимент керамические и твердосплавные боры.

Благодаря нашей заинтересованности к технологическим инновациям, каждый наш продукт может быть покрыт специальным нанопокрывом (DLC, SPH и ZRN), которое продлевает срок работы инструментов.

В нашей компании работает команда квалифицированных инженеров, которые следят за качеством нашей продукции, а отдел исследований и разработок следит, чтобы продукты соответствовали стандартам.

Благодаря работе отдела продаж Verdent, наша продукция получила признание как в Польше, так и во всем мире. Мы можем с гордостью подчеркнуть свое присутствие на 120 зарубежных рынках.



ISO NUMBERING SYSTEM

DESIGNACIÓN DE FRESAS SEGÚN ISO/ ОБОЗНАЧЕНИЕ БОРОВ ПО СИСТЕМЕ ИСО/ISO



806.314.277.524.016

1	2	3	4	5
Material of the working part 806 = Diamond, galvanic metal bond Material de la parte activa 806 = polvo de diamante unido con metal a través de un proceso de galvanizado Материал рабочей части 806 = алмазный порошок соединенный с металлом гальваническим процессом	Shank and overall length 314 = FG Standard Length = 19 mm Mango y longitud total 314 = Fg turbina Longitud estándar = 19 mm Вид наконечника и общая длина 314 = Fg Стандартная длина = 19 mm	Shape and grit size 277 = olive 524 = Grit size standard Forma y grano 277 = forma de oliva 524 = grano estándar Форма и покрытие 277 = оливка 524 = стандартное напыление	Nominal size Diameter in the widest part (1/10 mm) 016 = Size 1,6 mm Medida Diámetro máximo de la parte activa (1/10 mm) 016 = medida 1,6 mm Диаметр Ширина рабочей части в самом широком месте (1/10 mm) 016 = размер 1,6 mm	

DIAMOND BURS GRIT TYPES

TIPO DE GRANO DE DIAMANTE
ПОКРЫТИЯ АЛМАЗНЫХ БОРОВ

Yellow	Red	Blue	Green	Black
super fine super fino сверхмелкое (504) 10-36 µm	fine fino мелкое (514) 50-63 µm	medium medio стандартное (524) 100-125 µm	coarse grueso грубое (534) 125-160 µm	super coarse super grueso сверхгрубое (544) 160-200 µm



500.204.001.003.023

1	2	3	4	5
Material of the working part 500 = Tungsten carbide Material de la parte activa 500 = fresa de carburo tungsteno Материал рабочей части 500 = карбид вольфрама	Shank and overall length 204 = RA Standard length = 22 mm Mango y longitud total 204 = RA Longitud estándar = 22 mm Вид наконечника и общая длина 204 = RA стандартная длина = 22 mm	Shape and cut 001 = round 003 = cuts Forma y tipo de hojas 001 = forma redondeada 003 = cortes Форма и вид нарезки 001 = шаровидная 003 = нарезка	Nominal size Diameter in the widest part (1/10 mm) 023 = Size 2,3 mm Medida Diámetro máximo de la parte activa (1/10 mm) 023 = medida 2,3 mm Диаметр Ширина рабочей части в самом широком месте (1/10 mm) 023 = размер 2,3 mm	

HOW TO PLACE AN ORDER

CÓMO HACER UN PEDIDO/ КАК ЗАКАЗЫВАТЬ

Burs picture
Foto de la fresa
Фотография бора

Shape No. (ISO)
Descripción de la forma (ISO)
Номер формы (ISO)

Drawing 1:1
Dibujo a escala 1:1
Рисунок шкалой 1:1

Overall length
Longitud completa
Общая длина бора

Item number
Número de artículo
Номер продукта

Grit
Granulación
Напыление

OAL 22 mm

314.697.524	● Medium	010	012	014	016	018	025
314.697.534	● Coarse	010	012	014	016	018	025
314.697.544	● Super coarse		012	014	016	018	025

Diameter
Diámetro
Диаметр

Order option:

You can order our products using ISO number.

How to place an order:

ISO number:

Shank (e.g. 314)

Shape (e.g. 697)

Grit (e.g. 534)

Size 1/10mm (e.g. 012)

Example: 314.697.534.012

Opciones de pedido:

Como hacer un pedido:

1. Número ISO:

Mango (ejemplo: 314)

Forma (ejemplo: 697)

Granulación (ejemplo: 534)

Tamaño 1/10mm (ejemplo: 012)

Ejemplo del código completo:

314.697.534.012

Варианты оформления заказов:

Как заказывать:

1. По номеру ИСО продукта:

Вид наконечника (напр. 314)

Форма (напр. 697)


Вид алмазного напыления (напр. 534)

Размер в 1/10 мм (напр. 012)

Пример: 314.697.534.012

HOW TO PLACE AN ORDER

CÓMO HACER UN PEDIDO/ КАК ЗАКАЗЫВАТЬ

Burs picture Foto de la fresa Фотография бора	VERDENT No. Número interno de Verdent Внутренний номер фирмы Вердент	Drawing 1:1 Dibujo a escala 1:1 Рисунок шкалой 1:1	American number (US-No.) Numeración americana Американская номерация	Diameter Diámetro Диаметр
	CB1S			
	US-No.		1/4S 1/2S 3/4S 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S	
	Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm			010 012 014 016 018 021 023
RA OAL 22 mm 			005	007 010 012 014 016 018 021 023
500 204 001 003 ... CB1S.20				
RAL OAL 26 mm 				010 012 014 016 018 021 023
500 205 001 003 ... CB1S.20				
FG OAL 19 mm 			006	008 010 012 014 016 018 021 023
500 314 001 003 ... CB1S.314				
FG XL OAL 25 mm 			006	008 010 012 014 016 018 021 023
500 316 001 003 ... CB1S.316				

Order option:

You can order our products in two ways, using Verdent number or using American number.
Smooth handling of your order is guaranteed in either way.

How to place an order:

- 1. Verdent number:**
Number of art. (e.g. CB1S.204)
Size 1/10mm (e.g. 012)
- 2. US-No.**
Shank (e.g. RA)
Number of art. (e.g. 3S)

Example: CB1S.204.012 Example: RA3S

Opciones de pedido:

Puede hacer un pedido de dos maneras: usando la numeración americana o la numeración de Verdent. Da igual cuál manera elige, su pedido será preparado en la manera más precisa y rápida.

Como hacer un pedido:

- 1. Numeración de Verdent**
Número de artículo (CB1S.204)
Tamaño 1/10mm (012)

Ejemplo del código completo:
CB1S.204.012

- 2. Numeración EEUU**
mango (RA)
Número de artículo (3S)

Ejemplo del código completo: **RA3S**

Варианты оформления заказов:

Продукты можно заказывать пользуясь американской номерацией или внутренними номерами фирмы Вердент. Оба варианта гарантируют правильное выполнение заказа.

Как заказывать:

- 1. По внутренним номерам фирмы Вердент:**
Внутренний номер фирмы Вердент (CB1S.204)
размер 1/10mm (012)

Пример: **CB1S.204.012**

- 2. Американская номерация:**
Номер продукта (напр. 3S)
Наконечник (напр. RA)

Пример: **RA3S**

PVD COATING

CAPAS PVD/ ПОКРЫТИЕ PVD



STRONGER
MÁS FUERTE
ПРОЧНЕЕ

EXTENDED LIFETIME
LA VIDA ÚTIL PROLONGADA
РАБОТАЕТ ДОЛЬШЕ

SHARPER
MÁS AFILADO
ОСТРЕЕ

We have started a new line of burs with PVD layers, which elevates the quality of the bur, makes it sharper, stronger and extends its lifetime.

Hemos iniciado una nueva línea de fresas con capas de PVD, que elevan la calidad de la fresa, la mantienen más afilada, más fuerte y prolongan su vida útil.

Мы запустили новую линейку боров с покрытием PVD, которое повышает качество боров, делает его более острым, прочным и продлевает срок его работы.

-
- ✓ ZRN (Gold) Zirconium nitride/ZRN (dorado) Zirconium nitride/ZRN (золотое) Нитрид циркония
 - ✓ DLC (Black) Diamond like carbon /DLC (черное) Алмазоподобное
 - ✓ SPH (Blue)/SPH (azul)/SPH (синее)

VERDENT



QUALITY CONTROL

CONTROL DE CALIDAD / КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

**Swiss quality stainless steel shanks.
High quality carbide rods.
Strict quality control standards on
each production stage.
Newest precise measuring
instruments.**

Mangos de acero inoxidable de
calidad suiza.
Carburo tungsteno de alta calidad.
Control en cada etapa de la
producción.
Modernos instrumentos de control
y de medida.

Стержни швейцарского качества из
нержавеющей стали.
Твердый сплав высокого качества.
Контроль на каждом этапе
производства.
Современные контрольно -
измерительные приборы.



PRODUCTION

PRODUCCIÓN/ ПРОИЗВОДСТВО












European standards production, processed on modern machines, by highly qualified engineers.

Producción de acuerdo con las normas europeas.
Moderno parque de máquinas.
Conformidad con normas.
Trabajadores calificados.

Производство на основе европейских стандартов.
Современный машинный парк.
Соответствие стандартам.
Высококвалифицированный персонал.

SHANK TYPES

tipos de mangos/ ВИДЫ НАКОНЕЧНИКОВ

313 FGS	short corto короткий	
314 FG	standard estándar стандартный	
315 FGL	long largo длинный	
316 FGLX	extra long extra largo сверхдлинный	
317 FGXXL	super extra long super extra largo супер сверхдлинный	
204 RA	standard estándar стандартный	
205 RAL	long largo длинный	
206 RAXL	extra long extra largo сверхдлинный	
104 HP	standard estándar стандартный	
105 HPXL	extra long extra largo сверхдлинный	
106 HPXXL	super extra long super extra largo супер сверхдлинный	

DIAMOND BURS

Verdent **diamond burs** are precise and durable tools trusted by dentists worldwide. Made from high-quality materials, they ensure efficiency, reliability, and working comfort.

Las fresas diamantadas Verdent son herramientas precisas y duraderas, confiadas por dentistas en todo el mundo. Fabricadas con materiales de alta calidad, garantizan eficiencia, fiabilidad y comodidad en el trabajo.

Алмазные боры Verdent – это точные и долговечные инструменты, которым доверяют стоматологи по всему миру. Изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивают эффективность, надежность и комфорт работы.





VERDENT

DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ


001



OAL 19 mm 												
314.001.504	● Super fine				012	014	016	018				
314.001.514	● Fine	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	035
314.001.524	● Medium	007	008	010	012	014	016	018	021	023	025	035
314.001.534	● Coarse			010	012	014	016	018	021	023	025	
314.001.544	● Super coarse				012	014	016	018	021	023	025	
OAL 16,5 mm 												
313.001.524	● Medium					014		018				
OAL 25 mm 												
316.001.514	● Fine			010	012	014	016	018				
316.001.524	● Medium			010	012	014	016	018			025	
316.001.534	● Coarse				012	014	016	018				
316.001.544	● Super coarse				012	014	016	018				
OAL 22 mm 												
204.001.524	● Medium				012	014	016	018	021	023	025	035
204.001.534	● Coarse				012	014	016	018	021	023	025	035
OAL 26 mm 												
205.001.524	● Medium				012	014	016	018	021	023	025	
205.001.534	● Coarse					014	016	018	021	023	025	


697



OAL 22 mm 						
314.697.524	● Medium	010	012	014	016	018 025
314.697.534	● Coarse	010	012	014	016	018 025
314.697.544	● Super coarse		012	014	016	018 025

002



L mm	3,5	3,5	3,5
OAL 19 mm 			
314.002.524	● Medium	014	016 018
314.002.534	● Coarse	014	016 018
314.002.544	● Super coarse	014	016 018

388



L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm 				
314.388.524	● Medium	010	012	014 016
314.388.534	● Coarse	010	012	014 016
314.388.544	● Super coarse	010	012	014 016

Safe End

494



L mm				
	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 22 mm				
314.494.524	● Medium	012	014	016 018
314.494.534	● Coarse	012	014	016 018
314.494.544	● Super coarse	012	014	016 018

DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ



012

L mm		1,0	1,5	1,5	1,5	2,3	2,3
OAL 19 mm							
314.012.514	● Fine	010	012	014	016		
314.012.524	● Medium	010	012	014	016	018	021
314.012.534	● Coarse			014	016	018	
314.012.544	● Super coarse			014	016	018	021
OAL 16,5 mm							
313.012.524	● Medium	010		014			



019

L mm		2,2	2,2
OAL 19 mm			
314.019.514	● Fine	012	
314.019.524	● Medium	012	014
314.019.534	● Coarse	012	014
314.019.544	● Super coarse		014



032

L mm		1,5	1,9
OAL 19 mm			
314.032.524	● Medium	014	018
314.032.534	● Coarse	014	018
314.032.544	● Super coarse	014	018



033

L mm		6,4
OAL 22 mm		
314.033.524	● Medium	021
314.033.534	● Coarse	021



038

L mm		4,0
OAL 19 mm		
314.038.514	● Fine	033
314.038.524	● Medium	033
314.038.534	● Coarse	033
314.038.544	● Super coarse	033



039

L mm		7,0
OAL 22 mm		
314.039.514	● Fine	037
314.039.524	● Medium	037
314.039.534	● Coarse	037
314.039.544	● Super coarse	037

DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ



040

L mm	1,0	0,7
OAL 19 mm		
314.040.524	● Medium	018 035



108

L mm	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5
OAL 19 mm							
314.108.504	● Super fine					012 014 016	
314.108.514	● Fine	006 007 008 010				012 014	
314.108.524	● Medium	006 007 008 010				012 014 016	
314.108.534	● Coarse	006 007 008 010				012 014 016	
314.108.544	● Super coarse			010 012 014 016			
OAL 16,5 mm							
313.108.524	● Medium					012	
313.108.534	● Coarse					012	
OAL 22 mm							
204.108.524	● Medium					012	



109

L mm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
OAL 19 mm						
314.109.514	● Fine	010 012 014 016 018				
314.109.524	● Medium	008 010 012 014 016 018				
314.109.534	● Coarse	008 010 012 014 016 018				
314.109.544	● Super coarse	010 012 014 016 018				



110

L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
OAL 21 mm						
314.110.504	● Super fine	008 010 012 014 016 018				
314.110.514	● Fine	008 010 012 014 016 018				
314.110.524	● Medium	008 010 012 014 016 018				
314.110.534	● Coarse	008 010 012 014 016 018				
314.110.544	● Super coarse	008 010 012 014 016 018				



111

L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm						
314.111.504	● Super fine	010 012 014 016 018				
314.111.514	● Fine	008 010 012 014 016 018				
314.111.524	● Medium	008 010 012 014 016 018				
314.111.534	● Coarse	008 010 012 014 016 018				
314.111.544	● Super coarse	012 014 016 018				
OAL 22 mm						
204.111.524	● Medium			014		



112

L mm	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm			
314.112.514	● Fine	10,0 012 014	
314.112.524	● Medium	10,0 012 014	
314.112.534	● Coarse	10,0 012 014	

DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ




113

L mm		12,0
OAL 26 mm		
314.113.514	● Fine	014
314.113.524	● Medium	014
314.113.534	● Coarse	014
314.113.544	● Super coarse	014




129

L mm		6,0	6,0
OAL 22 mm			
314.129.504	● Super fine		012
314.129.514	● Fine	010	012
314.129.524	● Medium	010	012
314.129.534	● Coarse	010	012
314.129.544	● Super coarse	010	012




130

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm					
314.130.504	● Super fine	010	012	014	
314.130.514	● Fine	010	012	014	016
314.130.524	● Medium	010	012	014	016
314.130.534	● Coarse		012	014	016
314.130.544	● Super coarse		012	014	016




131

L mm		10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm					
314.131.504	● Super fine	010	012	014	016
314.131.514	● Fine	010	012	014	016
314.131.524	● Medium	010	012	014	016
314.131.534	● Coarse	010	012	014	016
314.131.544	● Super coarse	010	012	014	016




140

L mm		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
OAL 21 mm						
314.140.504	● Super fine		010	012	014	016
314.140.514	● Fine		010	012	014	016
314.140.524	● Medium	008	010	012	014	016
314.140.534	● Coarse		010	012	014	016




141

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm						
314.141.514	● Fine	010	012	014	016	018
314.141.524	● Medium	010	012	014	016	018
314.141.534	● Coarse	010	012	014	016	
314.141.544	● Super coarse		012	014	016	018



142

L mm		10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm					
314.142.514	● Fine	012	014	016	
314.142.524	● Medium	012	014	016	018
314.142.534	● Coarse	012	014	016	018
314.142.544	● Super coarse	012	014	016	018



DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ



158

L mm		8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm				
314.158.504	● Super fine		014	
314.158.514	● Fine	012	014	016
314.158.524	● Medium	012	014	016
314.158.534	● Coarse	012	014	016
314.158.544	● Super coarse	012	014	016



160

L mm		4,0	4,0
OAL 22 mm			
314.160.514	● Fine	008	010
314.160.524	● Medium	008	010



164

L mm		6,0	6,0	6,0	6,0
OAL 21 mm					
314.164.504	● Super fine	010	012	014	016
314.164.514	● Fine	010	012	014	016
314.164.524	● Medium	010	012	014	016
314.164.534	● Coarse		012	014	016
314.164.544	● Super coarse			014	016



165

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm					
314.165.504	● Super fine	010	012	014	016
314.165.514	● Fine	010	012	014	016
314.165.524	● Medium	010	012	014	016
314.165.534	● Coarse	010	012	014	016
314.165.544	● Super coarse			014	016
OAL 24 mm					
204.165.514	● Fine			014	
204.165.524	● Medium			014	



166

L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm						
314.166.504	● Super fine	010	012	014	016	018
314.166.514	● Fine	010	012	014	016	018
314.166.524	● Medium	010	012	014	016	018
314.166.534	● Coarse	010	012	014	016	018
314.166.544	● Super coarse			014	016	018
OAL 26 mm						
204.166.524	● Medium	010		014		



167

L mm		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
OAL 26 mm						
314.167.504	● Super fine	010	012	014	016	018
314.167.514	● Fine	010	012	014	016	018
314.167.524	● Medium	010	012	014	016	018
314.167.534	● Coarse	010	012	014	016	018
314.167.544	● Super coarse			014	016	018

DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ



168



L mm	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
OAL 19 mm							
314.168.524 ● Medium	007	008	009	010	012	014	016
314.168.534 ● Coarse					012	014	
314.168.544 ● Super coarse						014	



171



L mm	6,0	6,0	6,0	6,0
OAL 19 mm				
314.171.514 ● Fine	012	014	016	018
314.171.524 ● Medium	012	014	016	018
314.171.534 ● Coarse	012	014	016	018
314.171.544 ● Super coarse	012	014	016	018



172



L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0
OAL 22 mm					
314.172.514 ● Fine	012	014	016	018	023
314.172.524 ● Medium	012	014	016	018	023
314.172.534 ● Coarse	012	014	016	018	023
314.172.544 ● Super coarse	012	014	016	018	023



173



L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm						
314.173.504 ● Super fine	012	014	016	018		
314.173.514 ● Fine	012	014	016	018	021	023
314.173.524 ● Medium	012	014	016	018	021	023
314.173.534 ● Coarse	012	014	016	018	021	023
314.173.544 ● Super coarse	012	014	016	018		



174



L mm	11,5	11,5	11,5
OAL 26 mm			
314.174.504 ● Super fine	014	016	018
314.174.514 ● Fine	014	016	018
314.174.524 ● Medium	014	016	018
314.174.534 ● Coarse	014	016	018
314.174.544 ● Super coarse	014	016	018



197



L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0
OAL 19 mm								
314.197.514 ● Fine	010	012	014	016	018	021	023	025
314.197.524 ● Medium	010	012	014	016	018	021	023	025
314.197.534 ● Coarse	010	012	014	016	018		023	025
314.197.544 ● Super coarse		012	014	016	018		023	025

DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ



198



L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm									
314.198.514	● Fine	010	012	014	016	018	021	023	025
314.198.524	● Medium	010	012	014	016	018	021	023	025
314.198.534	● Coarse	010	012	014	016	018	021	023	025
314.198.544	● Super coarse	010	012	014	016	018	021	023	025



199



L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm									
314.199.504	● Super fine	010	012	014	016	018	021		025
314.199.514	● Fine	010	012	014	016	018	021	023	025
314.199.524	● Medium	010	012	014	016	018	021	023	025
314.199.534	● Coarse		012	014	016	018	021	023	025
314.199.544	● Super coarse		012	014	016	018	021	023	025



0,4 mm

219

Safe End

L mm		8,0
OAL 22 mm		
314.219.534	● Medium	014
314.219.534	● Coarse	014

1 mm



220

Safe End

L mm		10,0
OAL 24 mm		
314.220.514	● Fine	014
314.220.524	● Medium	014
314.220.534	● Coarse	014




225



L mm		3,5	3,5	4,0	5,0
OAL 19 mm					
314.225.514	● Fine	012	014	016	018
314.225.524	● Medium	012	014	016	018
314.225.534	● Coarse	012	014	016	018
314.225.544	● Super coarse		014	016	018
OAL 22 mm					
204.225.524	● Medium				018



232



L mm		2,0	2,0	2,0	2,0
OAL 19 mm					
314.232.524	● Medium	008	009	010	012

DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ

243



L mm		3,0	3,0	5,5	5,5	5,5
OAL 20 mm						
314.243.504	● Super fine	010	012	014	016	018
314.243.514	● Fine	010	012	014	016	018
314.243.524	● Medium	010	012	014	016	018
314.243.534	● Coarse	010	012	014	016	018
314.243.544	● Super coarse		012	014	016	018
OAL 16,5 mm						
313.243.524	● Medium		012			

238



L mm		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
OAL 19 mm						
314.238.514	● Fine	010	012	014	016	018
314.238.524	● Medium	010	012	014	016	018
314.238.534	● Coarse	010	012	014	016	018

249



L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 19 mm						
314.249.504	● Super fine	010	012	014	016	018
314.249.514	● Fine	010	012	014	016	018
314.249.524	● Medium	010	012	014	016	018
314.249.534	● Coarse		012	014	016	018
314.249.544	● Super coarse		012	014	016	018

250



L mm		10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 22 mm					
314.250.504	● Super fine	012	014	016	018
314.250.514	● Fine	012	014	016	018
314.250.524	● Medium	012	014	016	018
314.250.534	● Coarse	012	014	016	018
314.250.544	● Super coarse	012	014	016	018

251



L mm		11,5	11,5	11,5	11,5
OAL 26 mm					
314.251.504	● Super fine	012	014	016	018
314.251.514	● Fine	012	014	016	018
314.251.524	● Medium	012	014	016	018
314.251.534	● Coarse	012	014	016	018
314.251.544	● Super coarse	012	014	016	018


254



L mm		3,2	3,2	3,3	3,5	5,0	5,0
OAL 19 mm							
314.254.504	● Super fine	012	014	016	018	021	023
314.254.514	● Fine	012	014	016	018	021	023
314.254.524	● Medium	012	014	016	018	021	023
314.254.534	● Coarse	012	014	016	018	021	023
314.254.544	● Super coarse	012	014	016	018	021	023



257

L mm		4,5	4,5	4,5	4,5	5,0	5,0
OAL 19 mm 							
314.257.504	● Super fine	012	014	016	018	021	023
314.257.514	● Fine	012	014	016	018	021	023
314.257.524	● Medium	012	014	016	018	021	023
314.257.534	● Coarse	012	014	016	018	021	023
314.257.544	● Super coarse	012	014	016	018	021	023




277

L mm		2,8	2,8	3,3	3,3	4,1	4,5
OAL 19 mm 							
314.277.504	● Super fine	012	014	016	018	021	023
314.277.514	● Fine	012	014	016	018	021	023
314.277.524	● Medium	012	014	016	018	021	023
314.277.534	● Coarse	012	014	016	018	021	023
314.277.544	● Super coarse	012	014	016	018	021	023



288

L mm		6,0	6,0
OAL 21 mm 			
314.288.514	● Fine	010	012
314.288.524	● Medium	010	012
314.288.534	● Coarse	010	012
314.288.544	● Super coarse	010	012



289

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm 						
314.289.514	● Fine	010	012	014	016	018
314.289.524	● Medium	010	012	014	016	
314.289.534	● Coarse	010	012	014	016	
314.289.544	● Super coarse	010	012	014	016	



290

L mm		9,5	9,5	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm 						
314.290.504	● Super fine	010	012	014	016	018
314.290.514	● Fine	010	012	014	016	018
314.290.524	● Medium	010	012	014	016	018
314.290.534	● Coarse		012	014	016	018
314.290.544	● Super coarse			014	016	018



291

L mm		11,5	11,5	11,5
OAL 26 mm 				
314.291.514	● Fine	012	014	016
314.291.524	● Medium	012	014	016
314.291.534	● Coarse	012	014	016

DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ


DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ




298

L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 22 mm							
314.298.514	● Fine	012	014	016	018	021	
314.298.524	● Medium	012	014	016	018	021	023
314.298.534	● Coarse	012	014	016	018	021	023
314.298.544	● Super coarse	012	014	016	018	021	023




299

L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
OAL 24 mm								
314.299.514	● Fine	010	012	014	016	018		
314.299.524	● Medium	010	012	014	016	018	021	023
314.299.534	● Coarse	010	012	014	016	018	021	023
314.299.544	● Super coarse	010	012	014	016	018	021	




464

L mm			4,0
OAL 19 mm			
314.464.504	● Super fine		018
314.464.514	● Fine	016	018




465

L mm		5,0	5,0	5,0
OAL 19 mm				
314.465.514	● Fine	014	016	018
314.465.524	● Medium	014	016	018



507


L mm		5,5	5,8
OAL 21 mm			
314.507.514	● Fine	018	023
314.507.524	● Medium	018	023
314.507.534	● Coarse	018	023
314.507.544	● Super coarse	018	023



DIAMOND BURS

FRESAS DE DIAMANTE/ АЛМАЗНЫЕ БОРЫ


508

L mm		8,0	8,0
OAL 24 mm			
314.508.514	● Fine	018	021
314.508.524	● Medium	018	021
314.508.534	● Coarse	018	021
314.508.544	● Super coarse	018	021

539

L mm		3,5
OAL 21 mm		
314.539.514	● Fine	010
314.539.524	● Medium	010
314.539.534	● Coarse	010

540

L mm		4,0	4,0
OAL 21 mm			
314.540.514	● Fine	009	010
314.540.524	● Medium	009	010
314.540.534	● Coarse	009	010


699

L mm		4,0
OAL 22 mm		
314.699.514	● Fine	008
314.699.524	● Medium	008

834

marking depth T		0,3 mm	0,4 mm	0,5 mm
L mm		7,0	7,0	7,0
OAL 22 mm				
314.834.524	● Medium	016	018	021

868A

marking depth T		0,3 mm
L mm		7,0
OAL 22 mm		
314.868A.524	● Medium	018

DIAMOND BURS MICRO

DIAMANTE PARA MICROPREPARACIÓN/ ДЛЯ МИКРОПРЕПАРИРОВАНИЯ



697

L mm		0,7
OAL 22 mm		
314.697.514	● Fine	007
314.697.524	● Medium	007



277

L mm		1,1
OAL 19 mm		
314.277.514	● Fine	009
314.277.524	● Medium	009



698

L mm		3,0
OAL 19 mm		
314.698.514	● Fine	007
314.698.524	● Medium	007



138

L mm		3,6
OAL 19 mm		
314.138.514	● Fine	007
314.138.524	● Medium	007



194

L mm		2,1
OAL 19 mm		
314.194.514	● Fine	007
314.194.524	● Medium	007



540

L mm		3,6
OAL 21 mm		
314.540.514	● Fine	007
314.540.524	● Medium	007



271

L mm		2,1
OAL 19 mm		
314.271.514	● Fine	007
314.271.524	● Medium	007



295

L mm		3,6
OAL 19 mm		
314.295.514	● Fine	007
314.295.524	● Medium	007

CARBIDE BURS

Verdent **carbide burs** are durable and precise, ideal for advanced dentistry. Available in standard, cross-cut, and ultra-precise cuts for optimal performance.

Las fresas de carburo Verdent son duraderas y precisas, ideales para odontología avanzada. Disponibles en cortes estándar, cruzado y de alta precisión para un rendimiento óptimo.

Твердосплавные боры Verdent прочные и точные, идеально подходят для сложных процедур. Доступны со стандартными, крестовыми и ультрапрецизионными насечками.





VERDENT

CARBIDE BURS

FRESAS DE CARBURO/ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРЫ




CB1

										
US-No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
RA  OAL 22 mm										
500 204 001 001 ... CB1.204	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
RAL  OAL 26 mm										
500 205 001 001 ... CB1.205				010	012	014	016	018	021	023
FG  OAL 19 mm										
500 314 001 001 ... CB1.314		006	008	010	012	014	016	018	021	023
FG XL  OAL 25 mm										
500 316 001 001 ... CB1.316		006	008	010	012	014	016	018	021	023



CB1S

										
US-No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
RA  OAL 22 mm										
500 204 001 003 ... CB1.204	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
RAL  OAL 26 mm										
500 205 001 003 ... CB1.205				010	012	014	016	018	021	023
FG  OAL 19 mm										
500 314 001 003 ... CB1.314		006	008	010	012	014	016	018	021	023
FG XL  OAL 25 mm										
500 316 001 003 ... CB1.316		006	008	010	012	014	016	018	021	023



CB1SX

							
US-No.	2SX	3SX	4SX	5SX	6SX	7SX	8SX
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	010	012	014	016	018	021	023
RA  OAL 22 mm							
500 204 001 002 ... CB1SX.204	010	012	014	016	018	021	023




CB1SN





US-No.	2SN	3SN	4SN	5SN	6SN	7SN	8SN
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
RA OAL 22 mm 	010	012	014	016	018	021	023
500 204 697 003 ... CB1SN.204							
RAL OAL 26 mm 	010	012	014	016	018	021	023
500 205 697 003 ... CB1SN.205							



CB1SNX



US-No.	2SNX	3SNX	4SNX	5SNX	6SNX	7SNX	8SNX
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
RA OAL 22mm 	010	012	014	016	018	021	023
500 204 697 002 ... CB1SNX.204							
RAL OAL 26mm 	010	012	014	016	018	021	023
500 205 697 002 ... CB1SNX.205							

CARBIDE BURS

FRESAS DE CARBURO/ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРЫ



CB2

US-No.	34	35	36	37	38	39
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	018
L mm	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
RA OAL 22 mm						
500 204 010 006 ... CB2.204	008	010	012	014	016	018
FG OAL 19 mm						
500 314 010 006 ... CB2.314	008	010	012	014	016	018



CB7

US-No.	329	330	331	332
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	006	008	010	012
L mm	1,7	1,8	2,0	2,2
FG OAL 19 mm				
500 314 237 001... CB7.314	006	008	010	012



CB7L

US-No.	330L	331L	332L	333L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	010	012	014
L mm	3,6	4,1	4,1	4,4
FG OAL 19 mm				
500 314 238 001... CB7L.314	008	010	012	014



CB21

US-No.	55	57	58	59
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	010	012	014
L mm	3,6	4,1	4,1	4,5
RA OAL 22 mm				
500 204 107 006 ... CB21.204	008	010	012	014
FG OAL 19 mm				
500 314 107 006 ... CB21.314	008	010	012	
FG XL OAL 25 mm				
500 316 107 006 ... CB21.316		010	012	014



CB21R

US-No.	1155	1157	1158
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	010	012
L mm	3,6	4,1	4,1
FG OAL 19 mm			
500 314 137 006 ... CB21R.314	008	010	012



CB21L



US-No.	57L	58L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012
L mm	5,3	6,3
FG OAL 22 mm		
500 314 110 006 CB21L.314	010	012
FG XL OAL 25 mm		
500 316 110 006 CB21L.316	010	012

CARBIDE BURS

FRESAS DE CARBURO/ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРЫ




CB23

US-No.	168	169	170	171
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	009	010	012
L mm	3,6	3,8	4,1	4,1
FG OAL 19 mm				
 008 009 010 012				
500 314 168 006 ... CB23.314				
FG XL OAL 25 mm				
 012				
500 316 168 006 ... CB23.316				




CB23R

US-No.	1171	1172
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012	016
L mm	4,1	4,5
RA OAL 19 mm		
 012 016		
500 204 194 006 ... CB23R.204		
FG OAL 22 mm		
 012 016		
500 314 194 006 ... CB23R.314		




CB23L

US-No.	169L	170L	171L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	009	010	012
L mm	5,3	5,3	6,3
FG OAL 22 mm			
 009 010 012			
500 314 171 006 CB23L.314			
FG XL OAL 25 mm			
 010 012			
500 316 171 006 CB23L.316			



CB31

US-No.	555	556	557	558	559
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008	009	010	012	014
L mm	3,6	3,8	4,1	4,1	4,5
RA OAL 22 mm					
 008 009 010 012 014					
500 204 107 007 ... CB31.204					
FG OAL 19 mm					
 010 012 014					
500 314 107 007 ... CB31.314					
FG XL OAL 25 mm					
 010 012 014					
500 316 107 007 ... CB31.316					




CARBIDE BURS

FRESAS DE CARBURO/ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ БОРЫ



CB31R

US-No.	1557	1558
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	010	012
L mm	4,1	4,1
FG  OAL 19 mm	010	012
500 314 137 007 ... CB31R.314		
FG XL  OAL 25 mm	010	012
500 316 137 007 ... CB31R.316		



CB31L

US-No.	557L	558L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	010	012
L mm	6,3	6,3
FG  OAL 22 mm	010	012
500 314 110 007 ... CB31L.314		
FG XL  OAL 25 mm	010	012
500 316 110 007 ... CB31L.316		



CB33

US-No.	700	701	702	703
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	010	012	016	021
L mm	4,1	4,1	4,5	4,9
FG  OAL 19 mm	010	012	016	021
500 314 168 007 ... CB33.314				




CB33R

US-No.	1701	1702
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	012	016
L mm	3,7	4,4
FG XL  OAL 25 mm	012	016
500 316 194 007 ... CB33R.316		



CB33L

US-No.	700L	701L
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	010	012
L mm	5,3	6,3
FG  OAL 22 mm	010	012
500 314 171 007 ... CB33L.314		
FG XL  OAL 25 mm	010	012
500 316 171 007 ... CB33L.316		



CB245

US-No.		245
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	008	009
L mm		2,9
FG  OAL 19 mm	008	009
500 314 233 006 ... CB245.314		

FINISHING BURS

Verdent **finishing burs** are precise tools for refining and polishing restorations. With more cutting edges, they ensure a smooth surface and aesthetic finish without damaging the tooth structure.

Las **fresas de acabado** Verdent son herramientas precisas para refinar y pulir restauraciones. Con más filos de corte, garantizan una superficie lisa y un acabado estético sin dañar la estructura dental.

Финиры Verdent – это точные боры для обработки и полировки реставраций. Благодаря увеличенному количеству лезвий обеспечивают гладкую поверхность и эстетичную финишную обработку без повреждения структуры зуба.

VERDENT



FINISHING BURS

FRESAS DE ACABADO/ ФИНИРЫ



CF41

US-No.	7004	7006	7008
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014	018	023
OAL 19mm			
CF41 FG 500 314 001 071 ...	014	018	023



CF46

US-No.	7103	7104
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012	014
L mm	3,5	3,5
OAL 19 mm		
CF46 FG 500 314 254 072 ...	012	014



CF48L

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	010	012
OAL 22 mm		
CF48L FG 500 314 249 072 ...	010	012
CF48LF FG 500 314 249 042 ...		012
CF48LUF FG 500 314 249 032 ...		012



CF132

US-No.	7114
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	008
L mm	3,0
OAL 22 mm	
CF132 FG 500 314 699 071 ...	008
CF132F FG 500 314 699 041 ...	008
CF132UF FG 500 314 699 031 ...	008

Safe End



FINISHING INSTRUMENTS

FRESAS DE ACABADO/ ФИНИРЫ



CF133



Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	010
L mm	4,0
OAL 19 mm 	
CF133 FG 500 314 164 071 ...	010
CF133F FG 500 314 164 041 ...	010
CF 133 FG 500 314 164 031 ...	010



CF134



Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	014
L mm	6,0
OAL 22 mm 	
CD134 FG 500 314 159 071 ...	014
CF134F FG 500 314 159 041 ...	014
CF 134UF FG 500 314 159 031 ...	014



CF135



Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	014
L mm	9,0
OAL 25 mm 	
CF135 FG 500 314 166 071 ...	014
CF135F FG 500 314 166 041 ...	014
CF135UF FG 500 314 166 031 ...	014



CF212L




US-No.	7204	7205
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	014	016
L mm	9,0	9,0
OAL 23 mm 		
CF212L FG 500 314 184 072 ...	014	016

FINISHING INSTRUMENTS

FRESAS DE ACABADO/ ФИНИРЫ




CF141

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014
L mm	8,0
OAL 23 mm 	
CF141UF FG 500 314 141 032 ...	014




CF142

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014
L mm	10,0
OAL 23 mm 	
CF142UF FG 500 314 142 032 ...	014




CF198

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014
L mm	8,0
OAL 22 mm 	
CF198UF FG 500 314 198 032 ...	014



CF199

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014
L mm	10,0
OAL 25 mm 	
CF199UF FG 500 314 199 032 ...	014



FINISHING INSTRUMENTS

FRESAS DE ACABADO/ ФИНИРЫ



CF246

US-No.	7901	7902	7903
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	009	010	012
L mm	3,6	3,6	3,6
OAL 19 mm			
CF 246 FG 500 314 495 071 ...	009	010	012
CF246UF FG 500 314 495 031 ...	009		



CF247

US-No.	7801	7803
Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	009	012
L mm	3,2	3,4
OAL 22 mm		
CF247 FG 500 314 195 071 ...		012
CF247F FG 500 314 195 041 ...	009	



CF283

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012	014
L mm	8,0	8,0
OAL 22 mm		
CF 283 FG 500 314 289 072 ...	012	014



CF284

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	014
L mm	8,0
OAL 25 mm	
CF 284 FG 500 314 290 072...	012

FINISHING INSTRUMENTS

FRESAS DE ACABADO/ ФИНИРЫ



CF379

US-No.	7404	7406	7408
Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	014	018	023
L mm	3,1	3,5	4,0
OAL 19 mm			
CF379 FG 500 314 277 072 ...	014	018	023
CF379F FG 500 314 277 042 ...	014	018	023
CF379UF FG 500 314 277 032 ...	014	018	023
OAL 22 mm			
CF379 RA 500 204 277 072 ...		018	023



CF390

Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	016
L mm	3,5
OAL 19 mm	
CF390 FG 500 314 274 072 ...	016
CF390F FG 500 314 274 042 ...	016
CF390UF FG 500 314 274 032 ...	016

FOR REMOVAL OF RESIN
REMAINING AFTER DEBONDING OF
ORTHODONTIC BRACKETS

PARA REMOVER COMPOSITE

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЯ (ЦЕМЕНТА)
ПОСЛЕ СНЯТИЯ БРЕКЕТОВ



CF244K

Size/Medida/Размер Ø 1/10 мм	014	016	018	021
L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
OAL 26 mm				
CF244K RA 500 204 298 072 021	014	016	018	021

CROWN CUTTERS

Verdent **crown-cutting** burs are durable and precise tools designed for efficient removal of crowns and bridges. Their special cutting patterns ensure fast, clean cuts without excessive heat buildup.

Las fresas para **cortar coronas** Verdent son herramientas resistentes y precisas, diseñadas para la eliminación eficiente de coronas y puentes. Sus cortes especiales garantizan un corte rápido y limpio sin sobrecalentamiento.

Боры для разрезания коронок Verdent – это прочные и точные инструменты, предназначенные для эффективного удаления коронок и мостов. Специальные насечки обеспечивают быстрое и безопасное резание без перегрева.

VERDENT





CROWN CUTTERS

FRESAS PARA CORTAR CORONAS/ БОРЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ КОРОНОК



CB5CK

Size/Medida/Размер Ø 1/10	012	014
L mm	4,0	4,0
FG OAL 19 mm		
	012	014
500 314 194 019... CB5CK.314		
FG XL OAL 25 mm		
	012	014
500 316 194 019... CB5CK.316		




For metal, ceramic and cement cutting

Fresas para cortar metal, porcelana y cemento


Бор для разрезания металла, керамики и цемента




CB4MCL

Size/Medida/Размер Ø 1/10	012	014
L mm	4,0	4,0
FG OAL 19 mm		
	012	014
500 314 139 019 CB4MCL.314...		

CB5MCL

Size/Medida/Размер Ø 1/10	012	014
L mm	5,0	5,0
FG OAL 22 mm		
	012	014
500 314 140 019 CB5MCL.314...		

CB6MCL

Size/Medida/Размер Ø 1/10	012	014
L mm	8,1	8,1
FG OAL 23 mm		
	012	014
500 314 141 019 CB6MCL.314...		

Metal cutters

Fresas para cortar metal

Бор для разрезания металла



C-PR

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012
L mm	4,0
FG OAL 19 mm	
	012
500.314.247.009... C-PR	



C-PR3

Size/Medida/Размер Ø 1/10 mm	012
L mm	4,0
FG OAL 19 mm	
	012
500.314.139.009... C-PR3	

CROWN CUTTERS

FRESAS PARA CORTAR CORONAS / БОРЫ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ КОРОНОК

Metal cutters

Fresas para cortar metal

Бор для разрезания металла



CB35C

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	012
L mm	2,0
FG	OAL 19 mm
500 314 138 008 ...	CB35C.314
FG XL	OAL 25 mm
500 316 138 008 ...	CB35C.316



CB37

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	012
L mm	3,5
FG	OAL 19 mm
500.314.138.007...	CB37.314

AMALGAM REMOVING BURS

FRESAS PARA REMOVER AMALGAMAS / БОРЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ АМАЛЪГАМЫ

Amalgam filling removal without negative health effects

(mercury poisoning)

Tooth with a pyramid-shaped cutting tip

helps avoiding overheating.

Clearly defined cuts

provides high cutting efficiency of amalgam and proper removal of debris

Solo para trabajar con amalgama

No causa efectos secundarios (vapor de mercurio)

Gracias al filo se desmora el cemento sin calentarlo

El filo proyectado de manera especial

para no bloquear el instrumento durante su trabajo.

Только для работы в амальгаме,

не вызывает побочного эффекта в виде паров ртути.


Плавник дает возможность

раскрошить цемент

без его нагревания (спекания).

Специально сконструированное острие

исключает возможность зацепления инструмента во время работы.



CB21RMX

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	012
L mm	4,1
FG	OAL 19mm
500 314 137 006 ...	CB21RMX.314

SURGICAL BURS

Verdent **surgical burs** are precise and durable tools used in implantology and oral surgery. They ensure accurate cutting, controlled penetration, and maximum stability during procedures.

Las **fresas quirúrgicas** Verdent son herramientas precisas y resistentes utilizadas en implantología y cirugía oral. Garantizan un corte preciso, una penetración controlada y máxima estabilidad durante los procedimientos.

Хирургические боры Verdent – это точные и прочные инструменты, используемые в имплантологии и хирургической стоматологии. Они обеспечивают точный разрез, контролируемое проникновение и максимальную стабильность во время работы.



VERDENT



CB141

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	023
OAL 44,5 mm						
CB 141 HP 500 104 001 291 ...	010	012	014	016	018	023
OAL 26 mm						
CB 141 RAL 500 205 001 291 ...	010	012	014	016	018	023
OAL 34 mm						
CB141 RAXL 500 206 001 291 ...	010	012	014	016	018	023



CB141A

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	023
OAL 44,5 mm						
CB 141A HP 500 104 001 298 ...	010	012	014	016	018	023
OAL 26 mm						
CB 141A RAL 500 205 001 298 ...	010	012	014	016	018	023
OAL 34 mm						
CB141A RAXL 500 206 001 298 ...	010	012	014	016	018	023



CB151

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	016
L mm	10,7
OAL 23 mm	
CB151 FGL 500 315 199 295 ...	016
OAL 28 mm	
CB151 FG XL 500 316 199 295 ...	016



CB152

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	014	016
L mm	9,0	9,0
OAL 23 mm		
CB152 FGL 500 315 219 295 ...	014	016
OAL 28 mm		
CB152 FG XL 500 316 219 295 ...	014	016

Safe End



CB161

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	016
L mm	9,0
OAL 44,5 mm	
CB161 HP 500 104 408 295 ...	016
OAL 26 mm	
CB161 RAL 500 205 408 295 ...	016
OAL 25mm	
CB161 FG L 500 315 408 295 ...	016
OAL 28 mm	
CB161 FG XL 500 316 408 295 ...	016



CB162




Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	016
L mm	9,0
OAL 44,5 mm	
CB 162 HP 500 104 408 297 ...	016
OAL 26 mm	
CB162 RAL 500 205 408 297 ...	016
OAL 25mm	
CB162 FG L 500 315 408 297 ...	016
OAL 28 mm	
CB162 FG XL 500 316 408 297 ...	016

SURGICAL BURS

FRESAS PARA CIRUGÍA/ БОРЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ



CB162A

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	016
L mm	9,0
OAL 44,5 mm 	
CB162A HP 500 104 408 298...	016
OAL 26 mm 	
CB162A RA L 500 205 408 298...	016
OAL 25mm 	
CB162A FG L 500 315 408 298	016
OAL 28 mm 	
CB162A FG XL 500 316 408 298...	016




CB165

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	023
L mm	7,0
OAL 44,5 mm 	
CB165 HP 500 104 407 297 ...	023
OAL 26 mm 	
CB165 RAL 500 205 407 297 ...	023




CB166

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	021
L mm	10,0
OAL 44,5 mm 	
CB166 HP 500 104 409 297 ...	021
OAL 26 mm 	
CB166 RAL 500 205 409 297 ...	021





CB167

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	023
L mm	10,0
OAL 44,5 mm 	
CB 167 HP 500 104 410 297 ...	023
OAL 26 mm 	
CB 167 RAL 500 205 410 297 ...	023



CB255E

Size/Medida/ Размер Ø 1/10 mm	012
L mm	8,0
OAL 25 mm 	
CB255E FGL 500 315 415 298 ...	012
OAL 28 mm 	
CB255E FGXL 500 316 415 298 ...	012



DENTAL SETS

KITS DE FRESAS DENTALES/ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ



INSTRUCTION FOR USE

INSTRUCCIONES DE USO/ инструкция использования

Scan for the instruction for use.

Escanea para obtener las
instrucciones de uso.



Просканируйте, для просмотра
инструкции использования

VERDENT